

LOTE ÚNICO			
Item	Objeto (especificações)	Unidade	Quant.
1	Adesivo Ortodôntico. Indicado para colagem de brackets feitos em policarbonato, cerâmica ou metal. Deve apresentar boa viscosidade e alta translucidez. Dispensar o uso de adesivo, sendo necessário somente o condicionamento ácido prévio em esmalte. Proporcionar eficiência e praticidade. Fotopolimerizável. (Apresentação: embalagem contendo 01 seringa de 4g)	Unidade	6
2	Alginato para impressões com clorexidina. Desenvolvido para a confecção de modelos de estudos. Deve apresentar alta elasticidade e resistência e textura extra macia. Presa Normal Tipo II. Impressões consistentes e confiáveis e baixo escoamento proporcionando maior conforto para o paciente durante a moldagem. Sabor: tutti-frutti. (Apresentação: pacote contendo 410g)	Pacote	6
3	Gesso pedra. Indicado para confecção de modelos de estudos, antagonistas e ortodôntico. Alta resistência à compressão. Baixa expansão de presa. Menor tempo para enchimento dos moldes. Tempo de pega inicial de 8 a 11 minutos. Gesso Tipo: III. Cor: branco ou amarelo. (Apresentação: pacote contendo 1kg)	Pacote	6
4	Resina de desoclusão. Indicado para desoclusão dental temporária durante o tratamento ortodôntico. Indicado também para a cimentação de bandas. Aplicado com o objetivo de confeccionar levantes de mordida que irão destravar o encaixe oclusal e favorecer a correção transversal da mordida do paciente. Deve possuir uma alta resistência mecânica, que ajuda na longevidade do procedimento, excelente adesividade a superfície dental e ótima consistência para manuseio do dentista e alta lisura para conforto do paciente. Fotopolimerizável. Transparente. (Apresentação: embalagem contendo 01 seringa de 4g)	Unidade	2
5	Braquete de Aço Prescrição Roth Standard 22. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTE 11. Marca Morelli (Ref. 10.10.200) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	5
6	Braquete de Aço Prescrição Roth Standard 22. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTE 21. Marca Morelli (Ref. 10.10.201) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	5
7	Braquete de Aço Prescrição Roth Standard 22. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTE 12. Marca Morelli (Ref. 10.10.202) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	5
8	Braquete de Aço Prescrição Roth Standard 22. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTE 22. Marca Morelli (Ref. 10.10.203) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	5
9	Braquete de Aço Prescrição Roth Light 22. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTES 31/32/41/42. Marca Morelli (Ref. 10.10.410) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	10
10	Braquete de Aço Prescrição Roth Standard 22. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTE 13. Marca Morelli (Ref. 10.10.222) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	5
11	Braquete de Aço Prescrição Roth Standard 22. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTE 23. Marca Morelli (Ref. 10.10.223) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	5



12	Braquete de Aço Prescrição Roth Standard 22. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTES 15/14/24/25. (Marca Morelli (Ref. 10.10.208) ou marca de igual ou superior qualidade). (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	10
13	Braquete de Aço Prescrição Roth Standard 22. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTE 16/17. Marca Morelli (Ref. 20.11.211) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	8
14	Braquete de Aço Prescrição Roth Standard 22. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTE 26/27. Marca Morelli (Ref. 20.11.212) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	8
15	Braquete de Aço Prescrição Roth Standard 22. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTE 44/34. Marca Morelli (Ref. 10.10.214) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	8
16	Braquete de Aço Prescrição Roth Standard 22. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTE 45/35. Marca Morelli (Ref. 10.10.216) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	8
17	Braquete de Aço Prescrição Roth Standard 22. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTE 43. Marca Morelli (Ref. 10.10.226) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	5
18	Braquete de Aço Prescrição Roth Standard 22. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTE 33. Marca Morelli (Ref. 10.10.227) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	5
19	Bráquete de Aço Prescrição Edgewise Standard .022". Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTES 13/14/15/23/24/25/33/34/35/43/44/45. Marca Morelli (Ref. 10.30.208) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).	Caixa	12
20	Bráquete de Aço Prescrição Edgewise Standard .022". Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTES 16/26/36/46. Marca Morelli (Ref. 10.30.210) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).	Caixa	12
21	Bráquete de Aço Prescrição Edgewise Standard .022". Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem a acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTES 12/22/31/32/31/32. Marca Morelli (Ref. 10.30.209) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).	Caixa	10
22	Tubo Prescrição Roth Simples .022" colagem com gancho. Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias. Responsável pela sustentação do aparelho ortodôntico. Direcionamento dos molares. Ganchos esféricos que oferecem grande conforto. DENTE 36/37. Marca Morelli (Ref. 20.11.222) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).	Caixa	8
23	Tubo Prescrição Roth Simples .022" colagem com gancho. Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias. Responsável pela sustentação do aparelho ortodôntico. Direcionamento dos molares. Ganchos esféricos que oferecem grande conforto. DENTE 46/47. Marca Morelli (Ref. 20.11.221) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).	Caixa	8



24	Gancho ponta bola reto. Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias. Utilizado no arco ortodôntico para ancoragem de elásticos correntes, molas, fios de amarelo metálicos, no auxílio de tratamentos que envolvem retração, mesialização e ancoragem. Marca Morelli (Ref. 30.40.005) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).	Caixa	12
25	Tubo Prescrição Edgewise Simples .022" Colagem. Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias. Utilizados em molares nas Prescrições Edgewise. Entrada angulada (forma de corneta) para facilitar a introdução do fio e prolongamento distal. DENTES 16/17/26/27/36/37/46/47. Marca Morelli (Ref. 20.31.200) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).	Caixa	15
26	Gurin Slot Retangular Aberto. Utilizado como stop (ancoragem) para abertura de espaço aplicado em arcos já instalados. Em aço inoxidável de alta resistência para maior aperto da porca e melhor travamento ao arco. Tamanho 0,56mm. Marca Morelli (Ref. 35.05.011) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).	Caixa	10
27	Botão plano lingual para colagem. Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias. Acessório utilizado nas movimentações dentárias como: giroversões, tracionamentos, retrações ou sistemas de ancoragem. Podem reter elásticos, correntes, fios de amarelo e ligaduras. Confeccionado em aço inoxidável. Marca Morelli (Ref. 30.10.205) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).	Caixa	10
28	Mola Fechada Niti para Miniparafuso. Indicado como auxiliar ao tratamento com Miniparafuso ortodôntico. As forças leves e constantes das Molas Fechadas em NiTi permitem fechamentos seguros de espaços. Comprimento 7mm. Marca Morelli (Ref. 37.30.001) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: embalagem contendo 04 unidades).	Caixa	10
29	Mola Fechada Niti para Miniparafuso. Indicado como auxiliar ao tratamento com Miniparafuso ortodôntico. As forças leves e constantes das Molas Fechadas em NiTi permitem fechamentos seguros de espaços. Comprimento 9mm. Marca Morelli (Ref. 37.30.002) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: embalagem contendo 04 unidades).	Caixa	10
30	Mola aberta CrNi. Recomendada para abertura de espaços interdentais. Produzem forças suaves e constantes para compressão dentária. São ideais para abertura (compressão) de espaços e outras movimentações interdentárias. Medidas: Ø0,25mmxØINT.0,80mm. (Apresentação: embalagem contendo 1 metro).	Rolo	4
31	Banda metálica inferior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 28. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	2
32	Banda metálica inferior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 28,5. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	2
33	Banda metálica inferior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 30. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	2
34	Banda metálica inferior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 32,5. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	2
35	Banda metálica inferior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 33. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	2
36	Banda metálica inferior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 35. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	3
37	Banda metálica inferior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 36. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	4



51	Banda metálica superior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 32,5. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	2
52	Banda metálica superior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 34. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	3
53	Banda metálica superior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 35. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	4
54	Banda metálica superior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 36. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	4
55	Banda metálica superior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 36,5. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	4
56	Banda metálica superior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 38. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	4
57	Banda metálica superior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 40. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	3
58	Banda metálica superior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 41. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	2
59	Banda metálica superior. Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubo, gancho, botões, braquetes). São peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para soldagem. Proporcionam menor índice de deslocamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios são soldados. Tamanho: 42. (Apresentação: embalagem contendo 10 unidades).	Caixa	2
60	Broca de uso odontológico, baixa rotação, esférica nº 08 (Apresentação: embalagem contendo 01 unidade)	Unidade	15
61	Disco Diamantado nº 7010. Indicado para desgastes em cerâmicas. Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante. (Apresentação: embalagem contendo 1 unidades).	Unidade	2
62	Condicionador ácido fluorídrico para porcelana 10%. Indicado para realizar o condicionamento superficial de porcelanas dentais para adesão em processos de restauração em vidro ceramizado. Através da sua ótima viscosidade, permite maior e melhor retenção dos materiais resinosos nas restaurações com porcelanas feldspáticas, vidros ceramizados e fixação de bráquetes ortodônticos. Apresenta boa viscosidade e fácil remoção. (Apresentação: embalagem contendo 01seringa com 2,5ml)	Unidade	2
63	Porta Tiras de Lixa. Indicado para Promover "stripping" e cortar excessos de resina, adesivo, cimento ou amálgama na cervical e proximais. O uso deste acessório é ilimitado, pois nele podem ser usados diferentes tipos de lixa como de metal, poliéster de qualquer granulação e fabricação nacional ou importada. Tamanho único. (Apresentação: contendo 01 suporte e 16 lixas).	Unidade	1
64	Arco NiTi Superelástico Grande. Indicado para transmitir forças aos elementos dentários através dos bráquetes e tubos. Utilizado também como ancora de acessórios e o direcionamento dos dentes durante a movimentação dentária decorrente do tratamento ortodôntico. Arco de níquel-titânio. Arco para arcada superior ou inferior. Arco não pode ser dobrado. Redondo Ø0,30mm (.012"). Marca Morelli (Ref. 50.60.011) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	12



65	Arco NiTi Superelástico Grande. Indicado para transmitir forças aos elementos dentários através dos bráquetes e tubos. Utilizado também como ancora de acessórios e o direcionamento dos dentes durante a movimentação dentária decorrente do tratamento ortodôntico. Arco de níquel-titânio. Arco para arcada superior ou inferior. Arco não pode ser dobrado. Redondo Ø0,35mm (.014"). Marca Morelli (Ref. 50.60.012) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	12
66	Arco NiTi Superelástico Grande. Indicado para transmitir forças aos elementos dentários através dos bráquetes e tubos. Utilizado também como ancora de acessórios e o direcionamento dos dentes durante a movimentação dentária decorrente do tratamento ortodôntico. Arco de níquel-titânio. Arco para arcada superior ou inferior. Arco não pode ser dobrado. Redondo Ø0,40mm (.016"). Marca Morelli (Ref. 50.60.013) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	12
67	Arco NiTi Termoativado. Indicado para transmitir forças aos elementos dentários através dos bráquetes e tubos. Utilizado também como ancora de acessórios e o direcionamento dos dentes durante a movimentação dentária decorrente do tratamento ortodôntico. Atingindo a temperatura do ambiente bucal acima de 35° adquire memória de forma, gerando força ortodôntica para os movimentos dentários. Marca Orthometric (Ref. 52.35.2012) ou marca de igual ou superior qualidade. Tamanho: Inferior 012. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	10
68	Arco NiTi Termoativado. Indicado para transmitir forças aos elementos dentários através dos bráquetes e tubos. Utilizado também como ancora de acessórios e o direcionamento dos dentes durante a movimentação dentária decorrente do tratamento ortodôntico. Atingindo a temperatura do ambiente bucal acima de 35° adquire memória de forma, gerando força ortodôntica para os movimentos dentários. Marca Orthometric (Ref. 52.35.3014) ou marca de igual ou superior qualidade. Tamanho: Inferior 014. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	10
69	Arco NiTi Termoativado. Indicado para transmitir forças aos elementos dentários através dos bráquetes e tubos. Utilizado também como ancora de acessórios e o direcionamento dos dentes durante a movimentação dentária decorrente do tratamento ortodôntico. Atingindo a temperatura do ambiente bucal acima de 35° adquire memória de forma, gerando força ortodôntica para os movimentos dentários. Marca Orthometric (Ref. 52.35.3016) ou marca de igual ou superior qualidade. Tamanho: Inferior 016. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)	Caixa	12
70	Fio de Aço Para Amarrilho Redondo. Indicado para amarrilho ortodôntico. Fio de aço CrNi. Metragem: 130m. Diâmetro: 008" ou 0,20mm. Marca Morelli (Ref. 55.01.208) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: rolo de 50g)	Rolo	5
71	Fio de Aço Para Amarrilho Redondo. Indicado para amarrilho ortodôntico. Fio de aço CrNi. Metragem: 130m. Diâmetro: 010" ou 0,25mm. Marca Morelli (Ref. 55.01.210) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: rolo de 50g)	Rolo	5
72	Elástico Bengalina Colorido. Indicado para fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos. Isento de metais pesados. Pigmentação atóxica. Os pigmentos das cores são formulados para resistir às influências da acidez dos alimentos e da corrente galvânica presente no aparelho ortodôntico. Cor: rosa. (Apresentação: embalagem contendo 1000 unidades)	Pacote	3
73	Elástico Intraoral Látex. Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Cor natural. Tamanho: 3/8 Pesado. (Apresentação: embalagem contendo 1000 unidades).	Pacote	6
74	Elástico Intraoral Látex. Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Cor natural. Tamanho: 3/16 Pesado. (Apresentação: embalagem contendo 1000 unidades).	Pacote	6
75	Elástico Intraoral Látex. Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Cor natural. Tamanho: 5/16 Pesado. (Apresentação: embalagem contendo 1000 unidades).	Pacote	6
76	Elástico corrente curto. Utilizado para fechamento de espaços. Fabricado com material de alta qualidade oferecendo elasticidade e memória. Fabricado em poliuretano. Isento de metais pesados. Cor: cristal. Rolo com 4,5m. Marca Morelli (Ref. 60.05.500) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: embalagem contendo 1 Unidade).	Rolo	2
77	Aplicador/Extrator de Amarrilho Elástico Plástico. Indicado para colocação e retirada de elásticos ortodônticos. A ponta aplicadora é afilada para retirar os elásticos da haste sem alongá-los demasiadamente e aplicá-los com segurança nos bráquetes. A ponta extratora é dimensionada para a retirada dos elásticos, proporcionando um procedimento rápido. Autoclavável. (Apresentação: embalagem contendo 01 unidade)	Unidade	12
78	Calçador Ortodôntico De Banda. Indicado para adaptar bandas metálica ao dente. Produto em aço inox 420. Autoclavável. (Apresentação: caixa contendo 1 unidade).	Unidade	2
79	Afastador Labial para Fotografia Formato "C". Indicado para fotografar dentes anteriores. Fabricado em poliacetal. Possui bordas arredondadas e ausência de rebarbas, evitando desconforto ao paciente, proporcionando qualidade as fotografias odontológicas. Tamanho: adulto. (Apresentação: caixa contendo 1 par).	Pacote	3



80	Caixa Para Aparelho Ortodôntico. Indicada para o armazenamento e transporte de aparelho dentário móvel. Confeccionada em resina termoplástica. Medidas aproximadas fechada: 7x5x2cm. Cor: sortidas. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).	Caixa	6
81	Alicate Ortodôntico 109 De la Rosa. Indicado para formar arcos e contornar bandas para molares. Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. (Apresentação: embalagem contendo 01 unidade).	Unidade	1
82	Alicate Ortodôntico 200 Tridente. Indicado para formar ganchos. Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Autoclavável. (Apresentação: embalagem contendo 01 unidade).	Unidade	1
83	Alicate Ortodôntico How Curvo 111. Indicado para o manuseio de bandas e acessórios. Autoclavável. Produzido em aço inoxidável. (Apresentação: embalagem contendo 01 unidade).	Unidade	1
84	Alicate Ortodôntico Corte Amarrilho. Indicado para corte de fios macios. Confeccionado em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Pontas em Wídia. Autoclavável. (Apresentação: embalagem contendo 01 unidade).	Unidade	2

